

# Nucleus<sup>®</sup> 7- lydprosessor

Hurtigveiledning

- ✓ Komme i gang
- ✓ Hurtigreferanse

CPI000



*Hear now. And always*



Cochlear<sup>®</sup>

# Om

Cochlear™ Nucleus® 7-lydprosessor (modellnummer: CP1000) fungerer sammen med Cochlear-implantatet ditt for å overføre lyd til øret.



## **MERK**

Mer informasjon og advarsler i *brukerveiledningen for Nucleus 7-lydprosessor*.

# Lydprocessor





## Låse / låse opp batteriet

Lås batteriet til prosessorenheten for barnesikring.



Venstre for  
å låse, høyre  
for å låse opp.

# Ta av / sette på batteriet



Ta av




Sette på

Prosessoren slår seg  
automatisk på.



# Bytte engangsbatterier



1. Vri låseskruen mot urviseren for å låse opp det barnesikre batteridekselet (vri den med urviseren for å låse).




2. Skyv for å åpne.



3. Sett inn to nye 675 (PR44) luft-/sink-engangs batterier (ikke sølvoksidbatterier eller alkaliske batterier), med den flate siden vendt opp.
4. Sett batteridekselet på plass.
5. Prosessoren slår seg automatisk på.

# Bruke prosessoren



1. Plasser prosessoren på øret, og la spolen dingle.





2. Beveg spolen sideveis og på implantatet.



### FORSIKTIG

Hvis du har to implantater, må du passe på at du setter riktig prosessor på riktig implantat.

# Slå av og på

Slik slår du **på**:

- Koble til batteriet, eller
- **Trykk kort** på knappen.

Slik slår du **av**:

- Koble fra batteriet, eller
- **Trykk på og hold** knappen inne i fem sekunder til den slås av.



## MERK

Lydprosessen slår seg av automatisk når den har vært koblet fra implantatet i to minutter (hvis dette er stilt inn av legen).

# Skifte program

**Trykk kort** på knappen for å bytte programmet.

Antall pipetoner eller **grønne** blink (hvis satt opp av legen) indikerer programnummeret.



# Trådløs lydoverføring

**Trykk på og hold** knappen inne i to sekunder, **og slipp deretter** for å overføre lyd trådløst.

**Blå:** trådløs lydoverføring fra telespole / trådløst tilbehør.

**Grønn:** mottar lyd fra mikrofoner.



**Trykk og slipp på nytt** hvis du vil bla til en annen lydkilde.

**FØRSTE TRYKK**

Telespole (hvis konfigurert)

**ANDRE TRYKK**

Første tilkoblede trådløse tilbehør





**TREDJE TRYKK ...**

Neste tilkoblede trådløse tilbehør ...




**Trykk kort** på knappen for å stoppe trådløs lydoverføring og gå tilbake til forrige innstilling.

# Lys

## Daglig bruk

LYS	HVA DET BETYR
	Prosessoren blinker når den mottar lyd fra mikrofoner (bare barnemodus).
	Slås på og bytter programmer. Antall blink indikerer nummeret til det gjeldende programmet.
	Prosessoren blinker når den mottar lyd fra en lydkilde (bare barnemodus).
	Slår av prosessoren.

## Alarmer

LYS	HVA DET BETYR
	Prosessoren blinker når spolen er av (eller koblet til feil implantat).
	Prosessorbatteriet er utladet. Bytt batteri.
	Feil. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Lyser til problemet er løst.

Hear now. And always



**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

**Cochlear Americas**

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

**株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

**www.cochlear.com**

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus og den elliptiske logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker som eies av Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2017

D817578 ISS2

Norwegian translation of 592756 ISS2 APR17